



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Doyen Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Doyen Retractor

SKU RM-DR-22-1

\$99 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
30 x 30 mm Blatt — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-1	\$89
32 x 40 mm Blatt — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-2	\$94
40 x 50 mm Blatt — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-3	\$99
40 x 60 mm Blatt — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-4	\$104
45 x 75 mm Blatt — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-5	\$109
65 x 85 mm Blatt — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-6	\$114

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Doyen Retractor ist ein international anerkanntes allgemeinchirurgisches Instrument, das speziell für die kontrollierte, atraumatische Gewebeverdrängung bei offenen Bauch- und Beckenoperationen entwickelt wurde. Dank seines breiten, gebogenen Blattprofils verteilt dieses Instrument den manuellen Gegenzug über eine breite anatomische Fläche und verhindert so lokale Drucknekrosen an retrahierte Organwänden und Muskelebenen.

Dieses für optimale operative Kontrolle gebaute Doyen Retractor Modell verfügt über eine Gesamtreichweite von 22 cm (\$99). Sein spezielles breites Blattprofil ist so konturiert, dass es die anatomische Exposition optimiert und gleichzeitig den lokalen Gewebedruck minimiert, was es chirurgischen Assistenten ermöglicht, die Bauchwand, viszerale Massen und die Blase reibungslos zu verdrängen. Der ergonomische Griff verfügt über einen konturierten Fingerring, der rutschfeste manuelle Kontrolle und überlegene Hebelwirkung bei längeren chirurgischen Eingriffen bietet.

Hergestellt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien seidenmatten Finish, produziert Retractor Maker den Doyen Retractor nach strengsten klinischen Standards, um eine hohe Zugfestigkeit, außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für Operationssäle weltweit zu gewährleisten.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest