



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur pulmonaire Allison

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur pulmonaire Allison

SKU RM-ALR-1

\$79 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Nourrisson / Pédiatrique — 20 mm × 23 cm	RM-ALR-1-1	\$79
Pediatric Compact — 30 mm × 11 cm	RM-ALR-1-2	\$89
Standard — 40 mm × 25.5 cm	RM-ALR-1-3	\$99
Adulte intermédiaire — 42 mm × 29 cm	RM-ALR-1-4	\$109
Large adulte — 54 mm × 31 cm	RM-ALR-1-5	\$119
Adulte extra-large — 65 mm × 31 cm	RM-ALR-1-6	\$129

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur pulmonaire Allison (souvent appelé spatule pulmonaire d'Allison) est un instrument de chirurgie thoracique portatif essentiel, conçu pour abaisser et maintenir le tissu pulmonaire à l'écart du péricarde et du médiastin. Conçu avec une extrémité de travail en grille métallique flexible, cet instrument répartit la force de rétraction sur une surface de contact étendue afin de prévenir les contusions parenchymateuses localisées et le cisaillement des tissus.

Adaptable aux interventions thoraciques néonatales, pédiatriques et adultes, l'écarteur pulmonaire Allison est fabriqué selon six dimensions anatomiques distinctes. Les options vont des modèles compacts pour nourrissons de 20 mm de large sur 23 cm jusqu'aux lames larges pour adultes de 65 mm de large sur 31 cm, incluant la configuration de travail standard de 40 mm de large sur 25.5 cm. Sa poignée ergonomique pleine offre au chirurgien un retour tactile précis et un excellent levier lors des interventions cardiaques et pulmonaires.

prolongées.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), non magnétique et doté d'une finition satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur pulmonaire Allison pour résister aux cycles d'autoclavage hospitaliers continus, offrant une flexibilité mécanique et une fiabilité durables aux services de chirurgie cardio-thoracique du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest