



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Alavanca Anterior Direct Access Anterior
Broaching Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Afastador de Alavanca Anterior Direct Access Anterior Broaching Retractor

SKU RM-DAABR-1

\$99 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Orientação Esquerda — 9" (22.86 cm), lâmina de 57 mm	RM-DAABR-1-1	\$99
Orientação Direita — 9" (22.86 cm), 57 mm lâmina	RM-DAABR-1-2	\$99

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Direct Access Anterior Broaching Retractor é um instrumento cirúrgico ortopédico especializado, projetado especificamente para fornecer um afastamento estável e claro de tecidos moles e musculares durante a fase de preparação femoral da artroplastia total de quadril via acesso anterior direto (DAA). Projetado para elevar o fêmur proximal na abertura da ferida, este afastador permite que os cirurgiões realizem o fresamento do canal femoral sem sofrer interferência de tecidos ou danificar o tensor da fáscia lata.

Construído para alavancagem articular de precisão, esta configuração do Direct Access Anterior Broaching Retractor apresenta um alcance estrutural total de 9 polegadas (22.86 cm) (\$99) combinado com um perfil de lâmina expansivo de 57 mm de largura. Sua extremidade de trabalho é formatada com uma ponta curva pontiaguda especializada, projetada para alavancar os contornos ósseos de forma suave, fixando-se com segurança atrás do grande trocânter ou do colo femoral. Os cirurgiões podem escolher entre orientações operacionais dedicadas para a Esquerda e Direita para um alinhamento perfeito com a abordagem cirúrgica.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Direct Access Anterior Broaching Retractor para suportar o imenso torque ortopédico e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, proporcionando aos cirurgiões de reconstrução de quadril em todo o mundo durabilidade excepcional e estabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)