



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Aufricht Nasen-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Aufricht Nasen-Retraktor

SKU RM-ANR-6IN-1

\$59 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Ohne Absaugung (Standard)	RM-ANR-6IN-1-1	\$59
Mit Saugrohr	RM-ANR-6IN-1-2	\$199

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Aufricht Nasen-Retraktor ist ein Industriestandard-Instrument für die stabile Anhebung des Nasenhautmantels und des Knorpels bei Rhinoplastiken und rekonstruktiven Naseneingriffen. Ausgestattet mit einem 8 mm breiten, flachen Blatt und einem gebogenen Spitzenprofil, fasst dieses Instrument tiefes intranasales Gewebe sicher, während die Retraktionskräfte gleichmäßig über den Nasenrücken verteilt werden.

Für prozedurale Flexibilität wird dieser 6-Zoll (15.2 cm) Aufricht Nasen-Retraktor in zwei Konfigurationen gefertigt: als Standardmodell mit massivem Blatt (\$59) und mit integriertem Saugkanal (\$199). Das Saugmodell verfügt über einen dedizierten Evakuierungskanal entlang des Schafts, der es Chirurgen ermöglicht, Blut und Spülflüssigkeiten direkt aus dem OP-Feld abzusaugen, ohne ein separates Sauggerät zu benötigen.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit entspiegeltem Satin-Finish, liefert Retractor Maker den Aufricht Nasen-Retraktor unsteril und voll autoklavierbar in Schutzverpackung. Dies garantiert Teams in der plastischen, ästhetischen und HNO-Chirurgie langlebige Beständigkeit und außergewöhnlichen klinischen Nutzen.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest