



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Murphy de Punta Esférica

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Murphy de Punta Esférica

SKU RM-MBR-35-1

\$39 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Punta esférica de 2.0 mm	RM-MBR-35-1-1	\$39
Punta esférica de 3.0 mm	RM-MBR-35-1-2	\$39
4.0 mm Punta esférica	RM-MBR-35-1-3	\$39

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Murphy de Punta Esférica es un instrumento quirúrgico manual indispensable, diseñado específicamente para proporcionar una exploración tisular segura y atraumática, manipulación de nervios y desplazamiento de vasos en cavidades quirúrgicas profundas. Diseñado con una punta esférica ultra lisa, este separador se engancha suavemente alrededor de estructuras tubulares delicadas, permitiendo a los cirujanos movilizar planos tisulares sin riesgo de punción accidental, desgarro o lesión de la íntima.

Construido para un alcance extendido en cavidades profundas, este Separador de Murphy mantiene una longitud total uniforme del instrumento de 35 cm (\$39) que proporciona un despeje excepcional en corredores pélvicos, espinales y abdominales profundos. Fabricado artesanalmente en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la geometría de la hoja presenta un diseño de gancho angulado a 60 grados combinado con diámetros de punta esférica seleccionables: puntas redondeadas de 2.0 mm, 3.0 mm o 4.0 mm diseñadas para facilitar la manipulación suave del tejido mientras se minimiza el trauma por punción potencial. Su mango equilibrado ofrece una respuesta táctil refinada.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflectante, Retractor Maker produce el Separador de Murphy de Punta Esférica para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los quirófanos generales, espinales y vasculares de todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y durabilidad clínica completa.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest