



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Breast Engler Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Breast Engler Retractor

SKU RM-BER-OPT-1

\$139 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Breast Engler Retractor	Hoja de 65 × 12 mm con haz de fibra óptica integrado
1	Adaptador universal para cable de luz	Se conecta a cables de luz estándar de quirófano
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Breast Engler Retractor es un separador quirúrgico iluminado indispensable, diseñado específicamente para proporcionar una visualización superior de la cavidad y una elevación suave del parénquima durante la cirugía mamaria estética y reconstructiva. Diseñado con un haz de fibra óptica integrado, este instrumento proyecta una iluminación fría y libre de sombras directamente en los planos subglandulares y subpectoriales profundos, eliminando los espacios oscuros sin necesidad de lámparas frontales externas.

Construido para adaptarse a la delicada anatomía mamaria, esta configuración del Breast Engler Retractor presenta un perfil de hoja de 65 mm de largo por 12 mm de ancho (\$139) fabricado con precisión. Su arquitectura estrecha y alargada se desliza sin esfuerzo a través de incisiones inframamarias o periareolares mínimas, proporcionando un apalancamiento mecánico firme para elevar los colgajos del músculo pectoral. El conector universal de fibra óptica se integra a la perfección con los cables de fuente de luz estándar de quirófano, asegurando una conectividad clínica versátil.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico y fibras ópticas de vidrio de alta transmisión con un acabado satinado antirreflectante, Retractor Maker suministra el Breast Engler Retractor no estéril y totalmente autoclavable dentro de un embalaje protector, proporcionando a los cirujanos plásticos, estéticos y oncológicos una alta durabilidad y claridad quirúrgica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest