



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Incisión Inicial Charnley

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Incisión Inicial Charnley

SKU RM-CIIR-399-1

\$399 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Chasis de Pinza de Lazo Autoestático	Lazo de marco liso perimetral
1	Valva Corta de 4 Dientes Romos Curvada hacia Afuera	Extremo de trabajo de 25 mm × 32 mm
1	Valva Larga de 4 Dientes Romos Curvada hacia Afuera	Extremo de trabajo de 25 mm × 38 mm
1	Gancho de Tracción Desmontable	Ancla de enganche de tejido curvada
1	Cadena de Conexión de Tracción Metálica	Cordón de enlace mecánico
1	Conjunto de Peso de Suspensión por Gravedad	Peso de masa para tracción sostenida
1	Caja / Almacenamiento Protector	Embalaje de tránsito estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Incisión Inicial Charnley es un sistema de retracción quirúrgica ortopédica autoestático aclamado internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar una exposición continua y manos libres de los tejidos blandos y los márgenes de la herida durante la artroplastia total de cadera (ATC). Diseñado para mantener separados limpiamente la piel inicial y las capas adiposas subcutáneas gruesas, este sistema elimina la necesidad de que un asistente sostenga manualmente durante los abordajes laterales y anterolaterales de cadera, preservando un corredor visual abierto hasta la fascia lata.

Construido según las especificaciones del marco clínico, este juego completo del Separador de Incisión Inicial Charnley (\$399) cuenta con un chasis de pinza articulado autoestático con un lazo perimetral liso. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el extremo de trabajo integra una valva corta de 4 dientes romos curvada hacia afuera (25 mm x 32 mm) en un lado, emparejada con una valva larga de 4 dientes romos curvada hacia afuera (25 mm x 38 mm) en el brazo opuesto. El sistema incluye un gancho de tracción desmontable, una cadena de conexión de tracción metálica de enlace mecánico y un conjunto de peso de suspensión por gravedad calibrado que aplica una masa de tracción descendente continua para mantener la tensión automáticamente.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador de Incisión Inicial Charnley para soportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros de reemplazo articular, salas de operaciones de trauma y clínicas quirúrgicas ortopédicas de todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y total durabilidad en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest