



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Maleable en Cinta Zalkind

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Maleable en Cinta Zalkind

SKU RM-ZMRR-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
10 cm	RM-ZMRR-1-1	\$44
18 cm	RM-ZMRR-1-2	\$49
20 cm	RM-ZMRR-1-3	\$54
21 cm	RM-ZMRR-1-4	\$59
26 cm	RM-ZMRR-1-5	\$64
30 cm	RM-ZMRR-1-6	\$69
33 cm	RM-ZMRR-1-7	\$69

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Maleable en Cinta Zalkind es un instrumento quirúrgico flexible indispensable, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento de tejido y una protección visceral seguros y contorneados a medida en procedimientos generales, plásticos, pediátricos y ortopédicos profundos. Diseñado con un chasis de hoja plana ultra dúctil, esta espátula permite a los cirujanos moldear el instrumento intraoperatoriamente para adaptarse a cavidades anatómicas únicas, evitando traumatismos por presión localizada o lesiones por cizallamiento en órganos viscerales delicados y haces neurovasculares.

Construido para resistir la esterilización en autoclave de alta frecuencia y con garantía de por vida contra la corrosión, esta serie Zalkind de Retractor Maker es altamente personalizable mediante una amplia matriz de dimensiones. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), las

longitudes totales disponibles incluyen 10 cm (\$44), 18 cm (\$49), 20 cm (\$54), 21 cm (\$59), 26 cm (\$64), 30 cm (\$69) y 33 cm (\$69). Los anchos de hoja abarcan tamaños de micro-corredor de 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y 7 mm, con parámetros generales que destacan selecciones personalizadas que alcanzan de 2 cm a 7 cm de ancho para el desplazamiento de macro tejidos. Sus bordes suavemente pulidos previenen abrasiones viscerales mientras la hoja retiene su postura moldeada bajo contratracción continua.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Maleable en Cinta Zalkind para soportar repetidos doblados manuales y ciclos de esterilización hospitalaria, proporcionando a quirófanos, centros de trauma y clínicas de reconstrucción especializada en todo el mundo una ductilidad excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest