



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Redler Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Écarteur Redler Retractor

SKU RM-RDR-5IN-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Redler Retractor	Longueur totale de 5" (12.7 cm), lame fonctionnelle effilée, manche ergonomique mince	\$49
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Redler Retractor est un instrument chirurgical manuel adaptable, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement atraumatique des tissus mous et l'écartement des berges de plaies lors de procédures générales, plastiques et orthopédiques mineures. Doté d'une tige mince allongée se terminant par une lame effilée, cet écarteur permet aux équipes chirurgicales de mobiliser proprement les berges cutanées et les couches fasciales sous-cutanées sans provoquer de traumatisme par écrasement localisé.

Construit dans une configuration de taille standard unique conçue pour une durabilité et une résistance à la corrosion exceptionnelles, ce modèle Redler Retractor présente une longueur totale de 5 pouces (12.7 cm, \$49). Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), le profil de la lame intègre un châssis métallique robuste avec une extrémité fonctionnelle effilée qui s'insère facilement dans les couloirs chirurgicaux étroits. L'ensemble du manche présente un design fin et allongé avec une prise ergonomique solide conçue pour réduire la fatigue lors de dissections délicates prolongées.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit le Redler Retractor pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité complète en autoclave pour les cliniques externes, les blocs de chirurgie plastique et les centres chirurgicaux d'urgence du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest