



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Castaneda Rib Spreader (Ekartör)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Castaneda Rib Spreader (Ekartör)

SKU RM-CRS-SERIES-1

\$309 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Seçenek 1 — 10.5 mm x 32 mm — 65 mm maximum spread — Neonatal torakotomi, koarktasyon onarımı, infant PDA ligasyonu	RM-CRS-SERIES-1-1	\$309
Seçenek 2 — 12.0 mm x 45 mm — 70 mm maximum spread — İnfant konjenital kardiyak onarım, vasküler ring divizyonu	RM-CRS-SERIES-1-2	\$329
Seçenek 3 — 15.0 mm x 60 mm — 120 mm maximum spread — Pediatrik ve adolesan torakotomi, pulmoner şant yerleştirilmesi	RM-CRS-SERIES-1-3	\$349

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Castaneda Rib Spreader, konjenital kalp cerrahisi ve pediatrik torakotomi sırasında güvenli ve kontrollü interkostal kaburga ayrımı sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış uzman bir pediatrik ve neonatal torasik cerrahi ekartördür. Hassas şekilde kalibre edilmiş sürgülü raylarla tasarlanan bu alet, pediatrik kardiyotorasik cerrahların yayılma kuvvetlerini mikro hassasiyetle dağıtmasına olanak tanıyarak, hassas bebek göğüs kafeslerinde kaburga kırıklarını veya kostokondral dislokasyonları önler.

Farklı pediatrik hasta anatomilerine uyum sağlamak üzere üretilen bu Castaneda Rib Spreader serisi, üç farklı boyut seçeneğiyle sunulmaktadır: Seçenek 1 (\$309), yenidoğanlar için 10.5 mm x 32 mm bıçaklara ve 65 mm maksimum ray açıklığına sahiptir; Seçenek 2 (\$329), bebekler için 12 mm x 45 mm bıçaklara ve 70 mm maksimum ray açıklığına sahiptir; ve Seçenek 3 (\$349), pediatrik ve adolesan vakalar için 15 mm x 60 mm bıçaklara ve 120 mm maksimum ray açıklığına sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz

çeliğinden el işçiliğiyle üretilen pürüzsüz kavisli lateral bıçaklar, kaburga kenarlarını atravmatik bir şekilde kavrarken, döner vidalı tahrik mekanizması geri kayma yapmadan sıkıca kilitlenir.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Castaneda Rib Spreader'ı tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; dünya çapındaki pediatrik kardiyak ameliyathanelere, çocuk hastanelerine ve konjenital kalp merkezlerine olağanüstü yapısal dayanıklılık, korozyon direnci ve tam otoklav güvenilirliği sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest