



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Dingo Modified Humeral Head Retractors

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Dingo Modified Humeral Head Retractors

SKU RM-DMHHR-1

\$134 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Dingo Modified Humeral Head Retractor	10" (25.5 cm) Länge, gebogene gezahnte Spitze	\$134
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$134

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Dingo Modified Humeral Head Retractors sind spezialisierte orthopädische Schulterinstrumente, die gezielt für die sichere, rutschfeste Verlagerung des proximalen Humerus während der totalen Schulterarthroplastik und Frakturversorgung entwickelt wurden. Dank ihrer anatomischen Krümmung, die sich dem Humerushals anpasst, ermöglichen diese Retraktoren eine stetige Hebelwirkung ohne Abrutschen an feuchten oder osteoporotischen Knochenrändern.

Konzipiert für anspruchsvolle Gelenkrekonstruktionen, verfügt dieses Dingo Modified Humeral Head Retractors Modell über eine Gesamtlänge von 10 Zoll (25.5 cm, 134). Das Arbeitsende ist mit spezialisierten gebogenen, gezahnten Spitzen ausgestattet, die fest in den kortikalen Knochen greifen und ein versehentliches Verrutschen während der Glenoidpräparation verhindern. Der robuste Griff bietet mechanische Vorteile und taktile Kontrolle, was die Ermüdung des Anwenders bei langwierigen Schulteroperationen reduziert.

Geschmiedet aus erstklassigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem seidenmattem Finish, fertigt Retractor Maker die Dingo Modified Humeral Head Retractors für höchste Belastungen durch Drehmoment und wiederholte Autoklavierzyklen. Damit bietet Retractor Maker Teams in der Schulterrekonstruktion und Sportmedizin weltweit zuverlässige Haltbarkeit und klinische Präzision.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest