



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Roux - Doble Extremo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Roux - Doble Extremo

SKU RM-RRDE-14-1

\$54 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Hoja pequeña — 19 mm de ancho × 25 mm de largo	RM-RRDE-14-1-1	\$54
Hoja mediana — 22 mm wide × 41 mm long	RM-RRDE-14-1-2	\$59
Valva grande — 25 mm de ancho × 41 mm de largo	RM-RRDE-14-1-3	\$64
Actualización de juego de tres — Combinado pequeño, mediano y grande	RM-RRDE-14-1-4	\$94

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Roux - Doble Extremo es un separador quirúrgico manual versátil, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento de tejido blando fiable y atraumático, así como la exposición de los márgenes de la herida durante procedimientos generales, ortopédicos y plásticos. Diseñado con una arquitectura anatómica de doble hoja curva en C, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos realizar una transición sin esfuerzo entre la elevación de colgajos cutáneos superficiales y la retracción muscular más profunda sin necesidad de intercambiar instrumentos.

Construido para soportar ciclos frecuentes de esterilización en autoclave y con garantía de por vida contra la corrosión, la serie del Separador Roux - Doble Extremo se ofrece en tres longitudes totales: 14 cm (\$54), 15 cm (\$59) y 17 cm (\$64). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento presenta un rango de profundidad de mandíbula de 20 mm a 36 mm y un rango de ancho de 15 mm to 20 mm. Los cirujanos pueden solicitar tamaños individuales: Pequeño (19 × 25 mm), Mediano (22 × 41 mm) o Grande (25 × 41 mm), o actualizar al Juego completo de tres (\$94) que combina los tres modelos para

una máxima flexibilidad en el quirófano.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Roux - Doble Extremo para mantener una estabilidad mecánica excepcional bajo contratracción sostenida, ofreciendo una resistencia a la corrosión confiable, rigidez estructural y durabilidad completa en autoclave para quirófanos de hospitales y centros de trauma en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest