



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Paparella-Weitlaner Kendinden Kilitlemeli Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Paparella-Weitlaner Kendinden Kilitlemeli Ekartör

SKU RM-PWSRR-5IN-1

\$89 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Paparella-Weitlaner Kendinden Kilitlemeli Ekartör	5" (12.7 cm) toplam uzunluk, 2x2 tırnak (13 mm), 33 mm açılma, cırcırlı kilit	\$89
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$89

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Paparella-Weitlaner Kendinden Kilitlemeli Ekartör, dar cerrahi koridorlarda stabil, eller serbest yumuşak doku ve periost retraksiyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış uzman bir otolojik ve mikrocerrahi ekartördür. Ofset düşük profilli parmak halkalı gövdesi ile tasarlanan bu alet, asistan el yorgunluğunu ortadan kaldırırken işletim mikroskopları altında açık bir görüş alanı sağlayarak postauriküler ve kafa derisi insizyonlarını mekanik gerilim altında açık tutar.

Engelsiz görüş için optimize edilmiş standart konfigürasyon profilinde üretilen bu Paparella-Weitlaner Kendinden Kilitlemeli Ekartör, 5 inç (12.7 cm) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma uçları, 13.0 mm tırnak uzunluğuna ve maksimum 33.0 mm toplam çene açılma kapasitesine sahip asimetrik 2x2 tırnak dizilimi içerir. Ürün grubu, sert dokularda sıkı bir tutuş sağlayan keskin tırnaklar veya atravmatik yumuşak doku manipülasyonu için künt tırnaklar dahil olmak üzere doku kavrama seçenekleri sunar. Pozitif cırcırlı kilit dişlileri, delme işlemi boyunca gerilimi güvenilir bir şekilde korur.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Paparella-Weitlaner Kendinden Kilitlemeli Ekartör'ü hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmekte; dünya çapındaki KBB ve nöroşirürji üniteleri için olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam klinik dayanıklılık sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest