



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Dockhorn Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Dockhorn Retractor

SKU RM-DOCK-1

\$64 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
12.0 mm × 40.0 mm Blatt	RM-DOCK-1-1	\$64
14.0 mm × 55.0 mm Blatt	RM-DOCK-1-2	\$69

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Dockhorn Retractor ist ein spezialisierter handgehaltener chirurgischer Wundhaken, der speziell für die präzise und stabile Dislokation von Weichgewebe sowie die Isolation von Wundrändern in der Oral-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie der Allgemeinchirurgie entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem ergonomischen Schaft und einer charakteristischen konkaven Blattoberfläche, hält dieses Instrument Wundränder sicher fest, während Flüssigkeiten und Reflektionen vom Operationsfeld weggeleitet werden.

Diese für einen zuverlässigen anatomischen Griff konzipierte Dockhorn Retractor-Konfiguration weist eine Gesamtlänge von 20.3 cm (8 inches) auf. Das Arbeitsende verfügt über ein starres L-förmiges Blatt, das so gefertigt wurde, dass es sich sicher unter Faszien Grenzen und Muskelebenen einhakt. Das Instrument ist in zwei wählbaren Blattdimensionen erhältlich: 12.0 mm × 40.0 mm (\$64) und 14.0 mm × 55.0 mm (\$69). Die spezialisierte konkave Oberseite stabilisiert das retinierte Gewebe und verhindert ein Abrutschen unter kontinuierlichem Gegenzug.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien seidenmatten Finish, produziert Retractor Maker den Dockhorn Retractor nach strengen klinischen Standards. Dies gewährleistet hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Stabilität und vollständige Autoklavierbarkeit für ambulante Kliniken und Operationssäle weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest