



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Эпикардальный ретрактор Parsonnet

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Эпикардиальный ретрактор Parsonnet

SKU RM-PER-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Сверхмалый	RM-PER-1-1	\$44
Малый	RM-PER-1-2	\$49
Средний	RM-PER-1-3	\$54
Большой	RM-PER-1-4	\$59

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Эпикардиальный ретрактор Parsonnet — это специализированный кардиохирургический ретрактор, разработанный специально для мягкого, автономного смещения эпикардиальной жировой клетчатки и тканей миокарда, перекрывающих коронарные сосуды. Обладая гибким пружинным проволоочным каркасом, этот инструмент чисто изолирует целевые коронарные артерии, создавая стабильный и бескровный операционный коридор во время деликатных артериотомий и микрососудистых анастомозов.

Разработанная с учетом анатомических особенностей различных пациентов, эта линейка ретракторов Parsonnet сохраняет единую пружинную конструкцию и предлагает четыре варианта размера: Extra Small 2.5 cm (\$44) для тонких дистальных сосудов, Small 3.0 cm (\$49), Medium 3.8 cm (\$54) для стандартного доступа к коронарным артериям и Large 4.8 cm (\$59) для глубоко залегающих интрамиокардиальных сосудов. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса; его контурные полированные проволоочные зубцы надежно фиксируются в эпикарде, не прокалывая миокард и не сдавливая просвет коронарных сосудов.

Обладая антибликовым сатинированным покрытием, Parsonnet Epicardial Retractor от Retractor Maker рассчитан на многократные циклы стерилизации, обеспечивая высокую упругость, коррозионную стойкость и полную долговечность при автоклавировании для использования в кардиохирургических отделениях и институтах сердечно-сосудистой хирургии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest