



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Costal Finochietto

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Costal Finochietto

SKU RM-FRS-SERIES-1

\$329 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco de guía paralela aerodinámico	Chasis de barra lineal diseñado para deslizarse y ensanchar los huesos
2 (Par fijo)	Valvas anguladas fijas	Bloques laterales de agarre óseo con fenestraciones circulares
1	Bloqueo de tornillo giratorio integrado	Bloqueo estructural manual posicionado para retener de forma segura la expansión del marco
2	Brazos de extensión ergonómicos	Mangos estructurados ligeros optimizados para reducir la fatiga del usuario
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de transporte estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Costal Finochietto es un retractor quirúrgico cardiotorácico fundamental, diseñado específicamente para proporcionar una separación intercostal gradual y segura y la exposición de la pared torácica durante operaciones pulmonares, cardíacas y mediastínicas mayores. Diseñado con una robusta guía de cremallera y piñón, este instrumento permite a los cirujanos aplicar una distracción mecánica calibrada a través de las costillas adyacentes, previniendo fracturas costales mientras establece un corredor visual sin obstrucciones hacia la cavidad pleural.

Construido para adaptarse a diversas profundidades de la cavidad torácica y tamaños anatómicos, el armazón estándar del Separador Costal Finochietto se puede seleccionar en seis combinaciones de tamaños principales dependiendo de los requerimientos quirúrgicos: Opción 1 (40 x 45 mm / 135 mm de apertura, \$329), Opción 2 (40 x 45 mm / 150 mm de apertura, \$339), Opción 3 (46 x 62 mm / 190 mm de apertura, \$349), Opción 4 (52 x

62 mm / 175 mm de apertura, \$339), Opción 5 (80 × 65 mm / 190 mm de apertura, \$349) y Opción 6 (85 × 65 mm / 175 mm de apertura, \$359). Fabricadas a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), las valvas laterales anguladas fijas presentan fenestraciones circulares que aseguran un agarre óseo firme, mientras que el bloqueo de tornillo giratorio integrado retiene de forma segura la expansión del marco sin deslizamientos.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Costal Finochietto para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas cardiorácicas, centros de trauma y quirófanos de trasplante de pulmón en todo el mundo una rigidez estructural excepcional, resistencia a la corrosión y total fiabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest