



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Caspar Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Caspar Ekartör

SKU RM-CR-21-1

\$64 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Caspar Ekartör	21 cm uzunluk, 17.0 × 67.0 mm bıçak, parmak halkalı sap	\$64
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$64

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Caspar Ekartör; ortopedik, spinal ve rekonstrüktif operasyonlar sırasında sabit, derin yumuşak doku retraksiyonu ve yara kenarı ekarte edilmesi sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmış, el tipi uzman bir cerrahi alettir. Uzatılmış dik açılı bıçak tasarımı ile bu alet, cerrahi asistanların yoğun kas flapleri üzerinde minimum manuel eforla sürekli karşı-traksiyon sürdürmesine olanak tanır.

Hassas derin kavitelerin temizlenmesi için tasarlanan bu standart Caspar Ekartör modeli, 21 cm (\$64) toplam uzunluğa ve 17.0 mm genişliğinde, 67.0 mm uzunluğunda bir bıçağa sahiptir. Bıçağı, fasya ve kas katmanlarını güvenli bir şekilde tutan hafif distal dudağı sayesinde aktif kemik rezeksiyonu sırasında kazara kaymaları önler. Dahili ergonomik parmak halkalı sapı, kavrama güvenliğini en üst düzeye çıkarır, dar klinik yollarda manuel kontrolü artırır ve uzun süreli operasyonlarda kullanıcı el yorgunluğunu önemli ölçüde azaltır.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten imal edilen Retractor Maker, Caspar Ekartör'ü dünya çapındaki hastane ameliyathaneleri için yüksek gerilme mukavemeti, olağanüstü korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunan katı klinik standartlarda üretmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest