



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

ディープ・レイク開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



ディープ・レイク開創器

SKU RM-DRR-1

\$68 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
38 mm 深 — 57 mm 幅 × 38 mm 深 — 中層皮下組織および筋肉鉤	RM-DRR-1-1	\$68
51 mm 深さ — 57 mm 幅 × 51 mm 深さ — 標準的な腹壁および整形外科関節の術野確保用	RM-DRR-1-2	\$72
63 mm Depth — 57 mm wide × 63 mm deep — 深骨盤底および脊柱傍筋圧排用	RM-DRR-1-3	\$76
76 mm Depth — 57 mm wide × 76 mm deep — 肥満患者・高度肥満用（最大深度）	RM-DRR-1-4	\$80

製品詳細

ディープ・レイク開創器は、腹部、整形外科、骨盤の深部手術において、強力かつ制御された組織変位を実現するために設計された不可欠な手術器具です。堅牢な 4 本爪の鈍的レイク構造を採用しており、組織を損傷させることなく、厚い皮下脂肪層、重厚な筋肉群、および線維性の筋膜面を確実に牽引できます。

深部腔内の術野確保を目的に開発されたこのシリーズは、全長 27 cm の延長設計により、助手のの手を術野の外に安全に保つことができます。ヘッド幅は 57 mm で、ブレードの深さは 38 mm (\$68)、51 mm (\$72)、63 mm (\$76)、76 mm (\$80) の 4 種類から選択可能です。丸みを帯びた鈍爪が牽引力を均等に分散し、人間工学に基づいたティアドロップ型のリングハンドルにより、疲労の少ない確実な手動レバレッジを実現します。

Retractor Maker は、医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテンマット仕上げを施すことで、厳格な臨床基準に準拠したディープ・レイク開創器を製造しています。高い引張強度、優れた耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を備え、世界中の一般外科、整形外科、外傷外科で使用されています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest