



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Blount 膝関節用レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Blount 膝関節用レトラクター

SKU RM-BKR-1

\$64 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
6 7/8" (17.5 cm)	RM-BKR-1-1	\$64
7" (17.8 cm)	RM-BKR-1-2	\$69
10 1/4" (26.0 cm)	RM-BKR-1-3	\$74
10 3/8" (26.4 cm)	RM-BKR-1-4	\$79

製品詳細

Blount 膝関節用レトラクターは、人工膝関節全置換術（TKA）における大腿骨顆部および脛骨プラトー周囲の確実なレバレッジと軟部組織の露出を提供するために特別に設計された、不可欠な整形外科手術器具です。骨縁に引っ掛ける解剖学的な先端形状により、パテラ腱、側副靱帯、および関節包を組織の圧挫を避けて牽引することが可能です。

さまざまな解剖学的深さに対応するため、Blount シリーズは 6 7/8" (\$64)、7" (\$69)、10 1/4" (\$74)、10 3/8" (\$79) の長さ構成を提供しており、標準的な 6 3/8" のプロファイルもラインナップしています。術者は、局所的なアクセス用のナロー・ショートブレード（モデル 14093）または広範囲の組織変位用のワイドブレード（モデル 14094）から作用端を選択できます。輪郭形成されたハンドルは、優れたカウンター・トラクションの制御を可能にし、助手の法をボーンソーから遠ざける安全性も備えています。

プレミアムな外科用グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテン・マット仕上げで製造されている Retractor Maker の Blount 膝関節用レトラクターは、高い機械的負荷や繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうる耐久性を備え、整形外科チームに揺るぎない臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest