



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Fischl Shoe Horn Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Fischl Shoe Horn Wundhaken

SKU RM-FSHR-16-1

\$24 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Fischl Shoe Horn Wundhaken	16 cm Gesamtlänge, gebogenes Schuhlöffel-Spatelblatt	\$24
Schutzhülle / Box	Einzelne Transportverpackung	\$24

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Fischl Shoe Horn Wundhaken ist ein spezialisiertes, handgehaltenes chirurgisches Instrument, das speziell für die sanfte, atraumatische Weichteilverschiebung und die Separation von Gewebeschichten in der plastischen, allgemeinen und rekonstruktiven Chirurgie entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem ultra-glatten, konturierten schuhlöffelförmigen Spatelblatt, ermöglicht dieses Instrument Chirurgen das Führen von Implantaten, das Anheben empfindlicher Hautlappen und das Retrahieren von Wundrändern ohne Reibungstraumata oder Randkontusionen.

Diese für den vielseitigen klinischen Einsatz konzipierte Konfiguration des Fischl Shoe Horn Wundhakens weist eine Gesamtlänge von 16 cm (\$24) auf. Das Arbeitsende verfügt über ein sanft geschöpftes, gebogenes Profil, das mühelos in schmale chirurgische Tunnel gleitet und einen breitflächigen Gegenzug bietet, der punktuelle Drucknekrosen verhindert. Der ergonomische Flachgriff liefert eine außergewöhnliche manuelle taktile Rückmeldung, die es dem OP-Personal ermöglicht, eine stabile Gewebeauslenkung auch während längerer Dissektionen aufrechtzuerhalten.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit einem reflexionsfreien Satin-Finish, fertigt Retractor Maker den Fischl Shoe Horn Wundhaken nach strengen klinischen Standards. Dies gewährleistet hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für den Einsatz in Krankenhäusern und Kliniken für kosmetische Chirurgie weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest