



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Tiroides McBurney

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Tiroides McBurney

SKU RM-MTR-19-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Estándar — 7.5 in, hoja de 16x10 mm	RM-MTR-19-1-1	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Tiroides McBurney es un separador quirúrgico especializado para cuello y endocrinología, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento de tejido blando seguro y atraumático, así como la retracción del músculo infrahioideo durante procedimientos de tiroides y paratiroides. Diseñado con una hoja en ángulo recto anatómicamente curvada, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos movilizar los músculos esternohioideo y esternotiroideo suavemente lejos de la glándula tiroides, estableciendo una ventana quirúrgica sin obstrucciones mientras protege las estructuras neurovasculares adyacentes.

Construido para asegurar un apalancamiento mecánico equilibrado durante disecciones delicadas de cuello, esta configuración específica del Separador de Tiroides McBurney presenta una longitud total de herramienta de 19 cm (\$49). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), su extremo de trabajo incorpora un perfil de hoja de 16 mm de largo por 10 mm de ancho con márgenes atraumáticos redondeados que evitan contusiones o desgarros de tejido localizados. El mango plano ergonómico proporciona a los asistentes quirúrgicos un apalancamiento manual estable durante casos operatorios prolongados.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador de Tiroides McBurney para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de cirugía endocrina, quirófanos de otorrinolaringología y clínicas de cirugía general en todo el mundo una rigidez estructural excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest