



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Bookwalter GYN Retractor System

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023




SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

Bookwalter GYN Retractor System

SKU RM-BGRS-1

\$1,699 USD


コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	フィールドポスト	12" (30 cm)
1	ポストカブラー	標準仕様
1	水平バー	標準仕様
4	チルトラチェット機構	マルチアングル
1	ノッチ付き会陰リング	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	腔用側壁ブレード	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	腔用後壁ブレード	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Deaverブレード	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Deaverブレード	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	滅菌ケース	保護用ケース

製品詳細

Bookwalter GYN Retractor Systemは、手術台に直接固定するタイプの自動開創器で、婦人科および経膣手術において安定したハンズフリーの術野確保を可能にします。モジュール式フレームワークにより、フィールドポスト、水平サポートバー、ノッチ付き会陰リング、および調整可能なチルトラチェット機構を組み合わせ、術野の周囲に最適なブレードを配置・固定することができます。

GYN構成には、9½" × 14½"のノッチ付き会陰リング、4つのマルチアングル・チルトラチェット機構、膣用側壁および後壁ブレード、ならびに2つのDeaverブレードが含まれています。システム一式は、組織的な保管と洗浄・滅菌処理のために専用の滅菌ケースに収められています。

Bookwalter GYN Retractor Systemは、非磁性のサージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されており、未滅菌の状態を提供されます。再利用およびオートクレーブに対応しており、使用前に医療機関の検証済み手順に従って洗浄および滅菌を行ってください。

Retractor Makerは、Bookwalter GYN Retractor Systemを病院、販売代理店、およびその他のB2B顧客に直接供給しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest