



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Senn T-Handle Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Senn T-Handle Ekartör

SKU RM-STHR-45-1

\$54 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Senn T-Handle Ekartör	4.5" (11.43 cm) uzunluk, çok dişli tırmık (Künt veya Keskin), T-sap	\$54
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$54

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Senn T-Handle Ekartör; plastik, el ve minör ortopedik prosedürler sırasında üstün manuel çekme gücü ve kaymaz yumuşak doku deplasmanı sağlamak için özel olarak tasarlanmış, elle tutulan özel bir cerrahi tırmık ekartördür. Ergonomik transvers T-sap ile tasarlanan bu alet, cerrahi asistanların doğal bir avuç içi kavramasıyla sürekli karşı-traksiyon uygulamasına olanak tanıyarak hassas diseksiyonlar boyunca parmak gerginliğini ve el yorgunluğunu önler.

Korozyona karşı yüksek direnç gösterirken sık otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen bu Senn T-Handle Ekartör konfigürasyonu, 4.5 inç (11.43 cm, \$54) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ucu geometrisi, yoğun fibröz marjlara kaymadan tutunarak yüksek verimli doku çekme sağlamak için çok dişli bir tırmık düzeninde içe doğru bükülmüş dişlere sahiptir. Cerrahlar iki diş stili seçeneğinden birini seçebilir: Travmayı en aza indirerek güvenli yumuşak doku manipülasyonu için tasarlanmış Künt diş uçları veya sert doku katmanlarında sağlam, kaymaz bir tutuş sağlamak için tasarlanmış Keskin diş uçları.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Senn T-Handle Ekartörü yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve dünya çapındaki el travma üniteleri, kozmetik cerrahi merkezleri ve ayakta tedavi cerrahi klinikleri için tam otoklav dayanıklılığı sunarak katı klinik toleranslara göre üretir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest