



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

SHADOWLINE Trimline 頸椎リトラクターセット

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



SHADOWLINE Trimline 頸椎リトラ クターセット

SKU RM-STCSRS-1

\$2,999 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	カラーコード付きデプスゲージ	器具およびフレーム — 標準
2	ロッキング・リトラクターハンドル（サイドローディング）	器具およびフレーム — 標準
1	ステップダウン・トランスバース・リトラクターフレーム	器具およびフレーム — ダブルヒンジ、サイドローディング
1	トランスバース・リトラクターフレーム	器具およびフレーム — ダブルヒンジ、サイドローディング（120 mm開口）
1	インストゥルメントケース	保管および保護 — 整理用トレイ
1	滅菌ボックス	保管および保護 — 有孔コンテナ
2	シルバー・組織用ブレード	鈍的組織用ブレード（ペア） — 30 mm × 23 mm
2	ブルー・組織用ブレード	鈍的組織用ブレード（ペア） — 35 mm × 23 mm
2	レッド・組織用ブレード	鈍的組織用ブレード（ペア） — 40 mm × 23 mm
2	グリーン・組織用ブレード	鈍的組織用ブレード（ペア） — 45 mm × 23 mm
2	バイオレット・組織用ブレード	鈍的組織用ブレード（ペア） — 50 mm × 23 mm
2	ブラック・組織用ブレード	鈍的組織用ブレード（ペア） — 55 mm × 23 mm
2	ゴールド・組織用ブレード	鈍的組織用ブレード（ペア） — 60 mm × 23 mm

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
2	ネイビー・組織用ブレード	鈍的組織用ブレード（ペア） — 65 mm × 23 mm
2	ライトグリーン・組織用ブレード	鈍的組織用ブレード（ペア） — 70 mm × 23 mm
2	オレンジ・組織用ブレード	鈍的組織用ブレード（ペア） — 75 mm × 75 mm
2	ブルー・狭小筋肉用ブレード	狭小筋肉用ブレード（ショートトゥース、ペア） — 35 mm × 14 mm
2	レッド・狭小筋肉用ブレード	狭小筋肉用ブレード（ショートトゥース、ペア） — 40 mm × 14 mm
2	グリーン・狭小筋肉用ブレード	狭小筋肉用ブレード（ショートトゥース、ペア） — 45 mm × 14 mm
2	バイオレット・狭小筋肉用ブレード	狭小筋肉用ブレード（ショートトゥース、ペア） — 50 mm × 14 mm
2	ブラック・狭小筋肉用ブレード	狭小筋肉用ブレード（ショートトゥース、ペア） — 55 mm × 14 mm
2	ゴールド・狭小筋肉用ブレード	狭小筋肉用ブレード（ショートトゥース、ペア） — 60 mm × 14 mm
1	シルバー・外側筋肉用ブレード	外側筋肉用ブレード（ショートトゥース、シングル） — 30 mm × 23 mm
1	ブルー・外側筋肉用ブレード	外側筋肉用ブレード（ショートトゥース、シングル） — 35 mm × 23 mm
1	レッド・外側筋肉用ブレード	外側筋肉用ブレード（ショートトゥース、シングル） — 40 mm × 23 mm
1	グリーン・外側筋肉用ブレード	外側筋肉用ブレード（ショートトゥース、シングル） — 45 mm × 23 mm
1	バイオレット・外側筋肉用ブレード	外側筋肉用ブレード（ショートトゥース、シングル） — 50 mm × 23 mm
1	ブラック・外側筋肉用ブレード	外側筋肉用ブレード（ショートトゥース、シングル） — 55 mm × 23 mm
1	ゴールド・外側筋肉用ブレード	外側筋肉用ブレード（ショートトゥース、シングル） — 60 mm × 23 mm
1	ネイビー・外側筋肉用ブレード	外側筋肉用ブレード（ショートトゥース、シングル） — 65 mm × 23 mm
1	シルバー・内側筋肉用ブレード	内側筋肉用ブレード（ロングトゥース、シングル） — 30 mm × 23 mm

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	ブルー・内側筋肉用ブレード	内側筋肉用ブレード（ロングトゥース、シングル） — 35 mm × 23 mm
1	レッド・内側筋肉用ブレード	内側筋肉用ブレード（ロングトゥース、シングル） — 40 mm × 23 mm
1	グリーン・内側筋肉用ブレード	内側筋肉用ブレード（ロングトゥース、シングル） — 45 mm × 23 mm
1	バイオレット・内側筋肉用ブレード	内側筋肉用ブレード（ロングトゥース、シングル） — 50 mm × 23 mm
1	ブラック・内側筋肉用ブレード	内側筋肉用ブレード（ロングトゥース、シングル） — 55 mm × 23 mm
1	ゴールド・内側筋肉用ブレード	内側筋肉用ブレード（ロングトゥース、シングル） — 60 mm × 23 mm
1	ネイビー・内側筋肉用ブレード	内側筋肉用ブレード（ロングトゥース、シングル） — 65 mm × 23 mm
2	ブルー・狭小組織用ブレード	狭小組織用ブレード（鈍的、ペア） — 35 mm × 14 mm
2	レッド・狭小組織用ブレード	狭小組織用ブレード（鈍的、ペア） — 40 mm × 14 mm
2	グリーン・狭小組織用ブレード	狭小組織用ブレード（鈍的、ペア） — 45 mm × 14 mm
2	バイオレット・狭小組織用ブレード	狭小組織用ブレード（鈍的、ペア） — 50 mm × 14 mm
2	ブラック・狭小組織用ブレード	狭小組織用ブレード（鈍的、ペア） — 55 mm × 14 mm
2	ゴールド・狭小組織用ブレード	狭小組織用ブレード（鈍的、ペア） — 60 mm × 14 mm

製品詳細

SHADOWLINE Trimline 頸椎リトラクターセットは、前方頸椎手術における高度な術野展開と軟部組織牽引の要求を満たすために設計された、先進的な67点の器具プラットフォームです。低プロファイル設計とカラーコード化されたブレードサイズにより、食道や気管などの繊細な内臓構造への局所的な圧迫を最小限に抑えながら、安定した術野の可視化を提供します。

あらゆる手技に適応できるよう構成された本システムには、2種類のダブルヒンジ式トランスバース・リトラクターフレーム（ステップダウンフレームおよび120 mmのワイドオープニングフレーム）、2本のサイドローディング式ロッキングハンドル、直感的に使用できるカラーコード付きデプスゲージが含まれています。鈍的組織用、狭小組織用、ショートトゥース（外側筋肉用）、ロングトゥース（内側筋肉用）の各形状にわたる計61枚のカラーコード付きブレードが付属しており、術者は患者の解剖学的構造にミリ単位の精度で適合させることが可能です。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）と高強度合金を使用し、反射を抑えたサテン仕上げを施しています。Retractor Makerは、専用の整理トレイを備えた頑丈なアルミニウム製滅菌コンテナに収めた状態で提供します。未滅菌での供給となりますが、全パーツがオートクレーブに対応しており、院内での効率的な運用をサポートします。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest