



製品パンフレット

Terry Nasal Retractor (テリー鼻用開創器)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Terry Nasal Retractor (テリー鼻用開創器)

SKU RM-TNR-6IN-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Terry Nasal Retractor	全長6" (152 mm)、5 × 46 mmブレード、人間工学に基づいたハンドル	\$44
保護スリーブ / 外箱	個別輸送用パッケージ	\$44

製品詳細

Terry Nasal Retractorは、鼻の皮膚外包および外側鼻軟骨を安全かつ非侵襲的に挙上するために特別に設計された、鼻形成術および顔面形成外科用ハンドヘルド開創器です。細長いブレードを備えたこの器具は、術者が鼻背全体の狭い皮下トンネルをスムーズに進むことを可能にし、骨や軟骨の再形成中に繊細な皮膚組織を局所的な挫傷や粘膜の裂傷から保護します。

高頻度のオートクレーブ滅菌に耐えるように構築され、錆や製造上の欠陥に対する生涯保証を提供しているこのTerry Nasal Retractorの構成は、全長6インチ (152 mm, \$44)です。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されたワーキングブレードの寸法は5 mm幅 × 46 mm長で、鼻組織弁を安全に保持するために滑らかで丸みを帯びた非外傷性の縁で成形されています。その構造的幾何学形状は、滑らかで人間工学に基づいたバランスの良いハンドルに統合されたシングルエンドのブレードシャースを特徴としており、助手の手術操作において疲労の少ない手動レバレッジを提供します。

反射防止サテンマット仕上げの非滅菌・再滅菌可能な手術室用デバイスとして提供されるRetractor Maker製のTerry Nasal Retractorは、厳格な臨床基準に従って製造されており、世界中の美容外科、耳鼻咽喉科、顔面形成外科センター向けに、高い耐食性、揺るぎない構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest