



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Traqueal Jackson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Afastador Traqueal Jackson

SKU RM-JTR-14-1

\$29 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Jackson Tracheal Retractor	Comprimento total de 14 cm, ponta afiada angulada de 8.0 mm, cabo plano	\$29
Capa Protetora / Caixa	Embalagem individual para transporte	\$29

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Traqueal Jackson é um instrumento cirúrgico clássico para vias aéreas, projetado especificamente para fornecer elevação e estabilização segura e antiderrapante das cartilagens traqueais durante procedimentos de traqueostomia eletivos e de emergência. Projetado com uma ponta de gancho afiada e angulada, este instrumento permite que os cirurgiões prendam e elevem os anéis cricoides ou traqueais de forma limpa, enquanto deslocam a fáscia pré-traqueal sobreposta e os tecidos do istmo da tireoide.

Construído para campos cirúrgicos focados e com limitação de espaço, esta configuração do Afastador Traqueal Jackson apresenta um comprimento total da ferramenta de 14 cm (\$29). Sua extremidade distal de trabalho é equipada com uma ponta afiada e angulada de 8.0 mm, especificamente projetada para fixar-se firmemente no pericôndrio fibroso, evitando o deslocamento accidental do instrumento durante a incisão crucial da via aérea e inserção da cânula. A estrutura ergonômica do cabo de superfície plana proporciona aos assistentes cirúrgicos um controle de preensão manual estável e antiderrapante durante toda a intervenção.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico premium de grau médico com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Traqueal Jackson para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo às salas de cirurgia de ORL, trauma e cuidados críticos em todo o mundo uma resistência excepcional à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)