



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Sofield レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sofield レトラクター

SKU RM-SFR-SERIES-1

\$46 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
サイズ #1 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-1	\$46
サイズ #2 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-2	\$46
サイズ #3 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-3	\$46
サイズ #4 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-4	\$46
サイズ #5 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-5	\$46
サイズ #6 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-6	\$46

製品詳細

Sofield レトラクターは、骨切り術や骨折修復術において、長管骨骨幹部に沿って軟部組織や骨膜を安全かつ非侵襲的に圧排するために特別に設計された、整形外科手術に不可欠なレトラクターです。骨皮質をスムーズに包み込む長い曲線状のブレードを採用しており、滑りや局所的な神経血管圧迫を引き起こすことなく、筋腹や骨膜フラップを骨切除面から離して保持することができます。

腐食に対する高い耐性を維持しながら、頻繁なオートクレーブ滅菌サイクルに耐えるように構築されたこの Sofield レトラクターラインは、6つの異なるモデルサイズ（\$46）で高度なカスタマイズが可能です。最プレミアムグレード AISI 304/316 ステ

ステンレス鋼（非磁性）からハンドクラフトされており、すべてのモデル（Size #1 ～ Size #6）で、18.0 cm、19.5 cm、20.3 cm、21.0 cm、22.3 cm、22.8 cmの6つの全長を選択できます。有効ブレード寸法は、Size #1の 13 mm × 19 mm から、広範囲をカバーするSize #6の 19 mm × 114 mm まで多岐にわたります。各バリエーションには一体型のフラットサーフェス・コンフォートグリップハンドルが備わっており、優れた手動レバレッジを提供し、長時間の骨再建術中の手の疲労を軽減します。

反射防止のサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の Sofield レトラクターは、厳格な臨床基準に準拠しており、世界中の小児整形外科、外傷センター、長管骨再建ユニットに、卓越した構造的剛性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)