



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Rochard Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Rochard Ekartör

SKU RM-RR-1

\$1,699 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	Ray Klempli	Ameliyat masası ray bağlantısı
2	Masa Yan Çubuğu	26" (Montaj Çerçevesi)
1	Masa Çapraz Çubuğu	21" (Montaj Çerçevesi)
1	Rochard Sabitleme Cihazı	Çerçeve sabitleme mekanizması
1	Rochard Abdominal Ekartör	50 x 90 mm
1	Rochard Abdominal Ekartör	50 x 105 mm
1	Rochard Abdominal Ekartör	50 x 120 mm

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Rochard Ekartör, üst abdominal prosedürler sırasında stabil yukarı yönlü elevasyon ve geniş lateral maruziyet sağlamak üzere tasarlanmış klasik, masaya monte edilen otomatik bir ekartör çerçevesidir. Cerrahi masanın her iki yanına sıkıca ankrajlanan bilateral köprü yapısı, subkostal kenarın ve derin visseral yapıların rijit bir şekilde açık tutulmasını sağlarken manuel ekarte işleminin getirdiği sürekli fiziksel yorgunluğu ortadan kaldırır.

Ağır abdominal duvar ekarte işlemleri için üretilen Rochard Ekartör sistemi; iki adet sağlam ray klempli, iki adet 26 inç dikey/yan çubuk, bir adet 21 inç çapraz çubuk ve özel bir Rochard sabitleme cihazından oluşur. Mekanik vidalı gerdirme tertibatı, cerrahların kayma riski olmaksızın kostal arkı kaldırması için dahil edilen üç geniş abdominal bıçak (50 x 90 mm, 50 x 105 mm ve 50 x 120 mm) üzerinde güçlü ve hassas ayarlanabilir yukarı yönlü kaldıraç gücü uygulamasına olanak tanır.

Parlamayı önleyen saten kaplamalı tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten hassas bir şekilde üretilen Retractor Maker, Rochard Ekartör'ü hastane spesifikasyonlarına tam uygun olarak imal eder; dünya çapındaki cerrahi ekiplere güvenilir dayanıklılık ve tam otoklav uyumluluğu sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest