



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Contour Otostatik Skalp Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Contour Otostatik Skalp Ekartörü

SKU RM-CSRSR-1

\$99 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
3×4 Künt Dişli	RM-CSRSR-1-1	\$99
3×4 Keskin Dişli	RM-CSRSR-1-2	\$99

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Contour Otostatik Skalp Ekartörü, kraniyotomiler ve kafa tabanı prosedürleri sırasında kranyum ve alttaki dural yapıların sabit, eller serbest şekilde ekarte edilmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir nöroşirürji aletidir. Düz gövde düzeniyle tasarlanan bu ekartör, skalp boyunca yapılan düz insizyonlarda hassas yapısal hizalamayı destekleyerek kayma olmaksızın geniş bir operatif erişim sağlar.

Tam prosedürel adaptasyon için tasarlanan bu Contour Otostatik Skalp Ekartörü modeli, operatif alanı daraltmadan optimal çalışma alanı sağlayan 14 cm (\$99) toplam uzunluğa sahiptir. Cerrahlar, çalışma uçlarını hassas yüzeysel damarların yakınında nazik ancak etkili doku retraksiyonu sağlamak için ideal olan 3×4 Künt Uçlar veya yoğun skalp dokusu yapılarında maksimum stabilite ve güçlü kaldıraç sağlamak üzere optimize edilmiş 3×4 Keskin Uçlar ile konfigüre edebilirler. Parmak halkalı kilitli mandal tutucu, gerilim altında sıkıca kilitlenerek manuel asistan ihtiyacını ortadan kaldırır.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde Contour Otostatik Skalp Ekartörü'nü üretir; nöroşirürji ve spinal ameliyathanelere olağanüstü dayanıklılık, pürüzsüz mandal hareketi ve klinik stabilite sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest