



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Conjunto de Retrator Cervical Tedan Phantom CS-1600

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Conjunto de Retrator Cervical Tedan Phantom CS-1600

SKU RM-TPCS1600-SET-1

\$2,899 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
10 Pares (20 Lâminas no Total)	Lâminas de Retrator de Borda Romba	Variando de 30 mm a 75 mm de comprimento (incrementos de 5 mm)
6 Pares (12 Lâminas no Total)	Lâminas de Retrator de Borda Microrromba	Variando de 35 mm a 60 mm de comprimento (incrementos de 5 mm)
8 Lâminas	Lâminas de Retrator Dentadas Longas	Variando de 30 mm a 65 mm de comprimento (incrementos de 5 mm)
1 Par (2 Lâminas no Total)	Lâminas Tipo Pá	Compatibilidade com armação de distrator multidirecional padrão
2 Alças	Alças de Retrator de Carregamento Lateral	Design ergonômico de torção para trocas rápidas de lâminas modulares
1 Medidor	Medidor de Profundidade Codificado por Cores	Calibrado para medição rápida da profundidade do tecido mole
1 Conjunto	Broca de Torção com Alça de Acionamento	Conjunto de broca inicial manual para parafusos de distração
1 Guia	Guia de Perfuração Dupla	Para garantir espaçamento paralelo exato entre parafusos de distração vertebral

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1 Guia	Guia de Perfuração Única	Para colocação independente ou modular de parafusos de distração
1 Broca	Broca de Torção	Broca de reposição dedicada para perfuração piloto de parafusos de distração
2 Chaves	Chaves de Fenda de Distração	Chaves de instalação manual de aderência segura para pinos estilo Caspar
1 Ferramenta	Ferramenta de Medição com Paquímetro	Medidor de precisão para confirmar a altura do disco e as tolerâncias de folga do implante
1 Ferramenta	Compactador de Osso com Proteção	Ferramenta cirúrgica de assento de dupla extremidade com perfil de 6 mm x 10 mm
1 Recipiente	Caixa de Esterilização	Bandeja cirúrgica organizacional resistente e personalizada

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Conjunto de Retrator Cervical Tedan Phantom CS-1600 é um sistema abrangente de retrator e distrator cirúrgico cervical anterior internacionalmente reconhecido, projetado especificamente para proporcionar deslocamento seguro e não traumático de tecidos moles e distração intervertebral durante a discectomia e fusão cervical anterior (ACDF). Projetado com alças de encaixe rápido e geometrias de lâmina de perfil baixo, este sistema permite que os cirurgiões de coluna retraiam a traqueia, o esôfago e a bainha carotídea de forma limpa, mantendo um corredor visual desobstruído até o espaço do disco sem obstruir a imagem fluoroscópica ou as linhas de visão microscópicas.

Construído de acordo com as especificações da estrutura clínica, este sistema completo do Conjunto de Retrator Cervical Tedan Phantom CS-1600 (\$2,899) apresenta um extenso conjunto de instrumentos organizado em um recipiente de esterilização personalizado e resistente. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o inventário modular de lâminas inclui 10 pares (20 no total) de lâminas de retrator de borda romba de 30 mm a 75 mm, 6 pares (12 no total) de lâminas de borda microrromba de 35 mm a 60 mm, 8 lâminas dentadas longas de 30 mm a 65 mm e 1 par de lâminas tipo pá multidirecionais. O conjunto inclui 2 alças laterais ergonômicas de torção, um medidor de profundidade codificado por cores, uma broca inicial manual de torção, guias de perfuração duplos e únicos, brocas de reposição, 2 chaves de fenda de distração, uma ferramenta de medição com paquímetro de precisão e um compactador de osso protegido de 6 mm x 10 mm.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo e marcadores de tamanho de lâmina anodizados codificados por cores, a Retractor Maker fabrica o Conjunto de Retrator Cervical Tedan Phantom CS-1600 para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a suítes neurocirúrgicas, centros de coluna ortopédicos e teatros de trauma cirúrgico em todo o mundo excepcional precisão estrutural, resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest