



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur à ressort Spring Wire Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur à ressort Spring Wire Retractor

SKU RM-SWR-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
8.6 cm - 8.9 cm — Dents 1×1, 3×3 ou 4×4	RM-SWR-1-1	\$44
11.5 cm - 13.0 cm — 1×1, 3×3, ou 4×4 griffes	RM-SWR-1-2	\$48
22.8 cm Macro — Griffes 1×1, 3×3, ou 4×4	RM-SWR-1-3	\$60

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Spring Wire Retractor est un écarteur chirurgical autostatique spécialisé, conçu pour assurer une exposition continue et mains libres des tissus mous et des marges de plaies lors d'interventions microvasculaires, de la main, plastiques et ophtalmiques. Doté d'une boucle en fil d'acier élastique, cet instrument exerce une contre-traction latérale calibrée, libérant les mains de l'assistant tout en maintenant un champ visuel dégagé sous fort grossissement chirurgical.

Adaptée à diverses profondeurs anatomiques, cette gamme Spring Wire Retractor se décline en six longueurs totales : 8.6 cm (44 \$), 8.9 cm (46 \$), 11.5 cm (48 \$), 12.8 cm (50 \$), 13.0 cm (52 \$) et 22.8 cm (60 \$). Fabriquées à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les extrémités de travail proposent plusieurs configurations de griffes : 1×1, 3×3 et 4×4. Chaque pointe est finement polie pour s'ancrer solidement dans les berges sans provoquer de déchirure ou de lésion par écrasement focal.

Forger avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique le Spring Wire Retractor pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave sans perte d'élasticité du ressort, offrant aux microchirurgiens et aux centres chirurgicaux ambulatoires une résistance exceptionnelle à la corrosion et une fiabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest