



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Hasson S Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hasson S Ekartör

SKU RM-HSR-LAP-1

\$24 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Rijit Tasarım — 10.0 mm veya 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-1	\$24
Dövülebilir Tasarım — 10.0 mm veya 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-2	\$44

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Hasson S Ekartör, açık kesi (Hasson) laparoskopik tekniği sırasında güvenli, atravmatik fasiyal ekspozisyon ve karın duvarı elevasyonu sağlamak için özel olarak tasarlanmış uzman bir el tipi cerrahi alettir. S-şekilli çift uçlu mimarisi ile tasarlanan bu ekartör, laparoskopik cerrahların göbek fasyası kenarlarını temiz bir şekilde kaldırmasına olanak tanıyarak, bağırsak yaralanması riski olmadan güvenli peritoneal giriş için doğrudan görüş sağlar.

Klinik çok yönlülük için üretilen bu Hasson S Ekartör modeli, 18.5 cm sabit toplam alet uzunluğunu korur. Alet, özelleştirilebilir malzeme profilleri sunar: benzersiz hasta konturlarına uyması için intraoperatif şekillendirmeye izin veren Bükülebilir Tasarım (\$44) ve yoğun doku katmanlarına karşı maksimum yapısal direnç sağlayan Sert Tasarım (\$24). Her iki malzeme profili de hassas peritonu koruyan yuvarlatılmış atravmatik kenarlara sahip 10.0 mm ve 13.0 mm uç genişliklerinde mevcuttur.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Hasson S Ekartörü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki laparoskopik ve genel cerrahi ünitelerine olağanüstü korozyon direnci, yapısal sertlik ve tam klinik dayanıklılık sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest