



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador para Colo do Côndilo Salzburg

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador para Colo do Côndilo Salzburg

SKU RM-SCNR-225-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Modelo Lado Direito — 22.5 cm comprimento, lâmina para colo condilar curva à direita	RM-SCNR-225-1-1	\$49
Modelo Lado Esquerdo — 22.5 cm de comprimento, lâmina para colo condilar curva à esquerda	RM-SCNR-225-1-2	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador para Colo do Côndilo Salzburg é um afastador cirúrgico especializado para cirurgia oral, maxilofacial e da articulação temporomandibular (ATM), projetado especificamente para fornecer alavancagem óssea segura e deslocamento de tecidos moles ao redor do côndilo mandibular e do colo subcondilar. Desenvolvido com uma lâmina de gancho anatômica que envolve profundamente o colo condilar, este instrumento permite que os cirurgiões manipulem fragmentos ósseos de forma limpa, enquanto protegem a artéria maxilar interna e os ramos do nervo facial.

Construído para suportar ciclos frequentes de esterilização em autoclave e oferecendo garantia vitalícia contra ferrugem, esta configuração do Afastador para Colo do Côndilo Salzburg apresenta um comprimento total da ferramenta de 22.5 cm (\$49). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento oferece direções anatômicas disponíveis nas configurações de modelo de lado Direito ou Esquerdo, selecionáveis via opções do menu de compra. A arquitetura da lâmina de extremidade única é precisamente contornada para a região do colo condilar, evitando o deslizamento ósseo, enquanto o cabo ergonômico fornece aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual estável.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador para Colo do Côndilo Salzburg para resistir a ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo a centros de cirurgia

bucomaxilofacial e craniofacial em todo o mundo estabilidade mecânica excepcional, resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest