



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Doyen 鉤離子

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Doyen 鉤離子

SKU RM-DR-22-1

\$99 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
30 x 30 mm 弁 — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-1	\$89
32 x 40 mm 弁 — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-2	\$94
40 x 50 mm 弁 — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-3	\$99
40 x 60 mm 弁 — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-4	\$104
45 x 75 mm 弁 — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-5	\$109
65 x 85 mm 弁 — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-6	\$114

製品詳細

Doyen 鉤離子は、開腹手術および骨盤手術において、愛護的かつ制御された組織変位を実現するために設計された、国際的に認められた一般外科用器具です。幅広の湾曲ブレード設計により、手動の対抗牽引力を広い解剖学的表面に分散させ、牽引された臓器壁や筋肉層への局所的な圧迫壊死を防止します。

最適な操作性を実現するために構築されたこの Doyen 鉤離子モデルは、全長 22 cm (\$99) を備えています。その特殊な幅広ブレードは、解剖学的露出を最適化しながら局所的な組織圧を最小限に抑えるように輪郭形成されており、助手が腹壁、内臓塊、膀胱をスムーズに排除することを可能にします。人間工学に基づいたハンドルには、長時間の術中においても滑りにくい手動制御と優れた牽引力を提供する指リングが組み込まれています。

反射を抑えたサテンマット仕上げの医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されており、Retractor Maker は厳格な臨床基準に従って Doyen 鉤離子を製造し、世界中の病院の手術室向けに高い引張強度、優れた耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest