



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

AORI Patellar Retraktör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



AORI Patellar Retraktör

SKU RM-APR-1

\$69 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
5" (12.7 cm), 10 mm çalışma ucu	RM-APR-1-1	\$69
7" (17.8 cm), 10 mm çalışma ucu	RM-APR-1-2	\$79

ÜRÜN AÇIKLAMASI

AORI Patellar Retraktör, primer ve revizyon total diz artroplastisi sırasında güvenli patellar subluksasyon veya eversiyonu kolaylaştırmak için tasarlanmış temel bir ortopedik diz enstrümanıdır. Patella çevresine sıkıca sabitlenen bu retractor, patellar tendon üzerinde aşırı fokal stres oluşturmada troklear oluk ve patellofemoral eklem boşluğunun tam görsel açıklığını korur.

Operatif tutuş stabilitesini maksimize etmek için tasarlanan AORI Patellar Retraktör, iki seçilebilir uzunlukta mevcuttur: kompakt 5 inç model (\$69) ve 7 inç uzatılmış erişimli model (\$79). 10 mm çalışma ucu, kolların her iki tarafına simetrik olarak yerleştirilmiş üç kavisli uç içeren anatomik konturlu bir tasarıma sahiptir ve kemik sınırlarından kaymayı önleyen çok noktalı stabilizasyon sağlar. Ergonomik sapı, konforlu manuel kontrol sağlayarak uzun süreli eklem rekonstrüksiyonları sırasında asistan el yorgunluğunu azaltır.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı birinci sınıf medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, AORI Patellar Retraktörü steril olmayan ve koruyucu ambalajında tamamen otoklavlanabilir şekilde sunarak dünya çapındaki ortopedik cerrahi suitleri için yüksek mekanik dayanım ve korozyon direnci sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest