



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Beckmann Adson самодержащийся

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Beckmann Adson самодер жающийся

SKU RM-BASRR-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
25 mm Профиль стержня	RM-BASRR-1-1	\$49
44 mm Профиль тубуса	RM-BASRR-1-2	\$59

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Beckmann Adson самодержащийся — это сверхмощный хирургический ретрактор, разработанный специально для обеспечения широкой и стабильной фиксации мышц при глубоких операциях на позвоночнике и субокципитальных вмешательствах. Благодаря удлиненной раме 31 см инструмент позволяет хирургу поддерживать глубокие рабочие коридоры, при этом кремальера остается за пределами прямой линии обзора операционного поля.

Созданная для максимального удержания тканей под высоким механическим натяжением, эта модель Beckmann Adson оснащена широкой гребенкой 5×4 зубца, которая равномерно распределяет тяговое усилие по плотным мышечным пластам, предотвращая локальные разрывы. Хирурги могут выбирать между острыми зубцами для надежного захвата фасций или тупыми зубцами для защиты нервно-сосудистых структур в сочетании с диаметром стержня 25 mm (\$49) или 44 mm (\$59). Кольцевой храповой механизм фиксируется с микрошагом для точной регулировки.

Изготовленный из медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, Beckmann Adson производства Retractor Maker выдерживает значительное противотяжение, обеспечивая отделениям спинальной хирургии, ортопедии и нейрохирургии надежную долговечность и полную совместимость с автоклавированием.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest