



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Biggs para Ritidectomía con Fibra Óptica

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Biggs para Ritidectomía con Fibra Óptica

SKU RM-BFLR-FO-1

\$99 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Separador Biggs para Ritidectomía con Fibra Óptica	Longitud de 9" (229 mm), hoja de 52 mm, haz de fibra óptica
1	Adaptador universal para cable de luz	Compatible con terminales Storz, Olympus, Wolf, ACMI
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Biggs para Ritidectomía con Fibra Óptica es un instrumento premium de cirugía plástica iluminado, diseñado para proporcionar una elevación tisular excepcional junto con una iluminación directa y sin sombras durante procedimientos reconstructivos faciales. Al canalizar luz fría directamente bajo los colgajos de piel socavados, este instrumento elimina los nichos oscuros y permite a los cirujanos identificar claramente las ramas del nervio facial y las delicadas redes vasculares.

Diseñado para cirugía estética de precisión, este modelo de Separador Biggs para Ritidectomía con Fibra Óptica presenta una longitud total de 9 pulgadas (229 mm) y una hoja ancha de 52 mm. La hoja está contorneada con un reborde de retención suave para mantener una tracción segura en los tejidos cutáneos sin causar necrosis por presión focal. Integra un haz de fibra óptica con un conector universal compatible con los cables de luz estándar de hospital (Storz, Olympus, Wolf y ACMI), lo que permite una conexión perfecta con las fuentes de iluminación de quirófano existentes.

Fabricado íntegramente en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker suministra el Separador Biggs para Ritidectomía con Fibra Óptica en estado no estéril y totalmente autoclavable, ofreciendo una durabilidad y claridad óptica excepcionales para clínicas de cirugía estética de alta gama en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest