



# RETRACTOR MAKER

## 製品パンフレット

### Little Retractor

#### CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Little Retractor

SKU RM-LTR-195-1

**\$54 USD**

### 利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション   | SKU / 詳細       | 価格 (USD) |
|---------------|----------------|----------|
| 10 mm × 12 mm | RM-LTR-195-1-1 | \$54     |
| 16 mm × 12 mm | RM-LTR-195-1-2 | \$59     |

### 製品詳細

Little Retractorは、小規模な一般外科、形成外科、再建外科手術において、安全で非侵襲的な軟部組織の変位と創縁の牽引を行うために特別に設計された汎用性の高い手持ち式手術器具です。解剖学的な曲線ブレードのプロファイルで設計されており、局所的な圧迫壊死やエッジの裂傷を引き起こすことなく、皮膚縁や繊細な筋膜層に対して術者が安定したカウンタートラクションを維持することを可能にします。

洗練された手技の機敏性を追求し、Little Retractorは全長19.5 cmのフレームを採用しています。これにより、術者の手を一次術野の外に保ちながら、快適なリーチのクリアランスを確保しています。プレミアムグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で鍛造されており、2種類の作業端を選択可能です：狭い術野に適した10 mm × 12 mmブレード（\$54）、および広範囲の皮下組織保持に適した16 mm × 12 mmブレード（\$59）。バランスの取れたフラットハンドルにより、疲労の少ない安定した用手的グリップコントロールを実現します。

光の反射を抑えるサテンマット仕上げを施したRetractor Maker製のLittle Retractorは、病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうよう製造されています。世界中の外来手術センター、形成外科クリニック、一般手術室に、優れた耐食性、構造的剛性、そして完全な臨床的耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

#### RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

[retractormaker.com](https://retractormaker.com)  
[retractormanufacturer.com](https://retractormanufacturer.com)

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

#### フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest