



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteurs de tissus mous latéraux

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteurs de tissus mous latéraux

SKU RM-LSTR-ORTHO-1

\$84 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
9.75 in — lame 20 mm	RM-LSTR-ORTHO-1-1	\$84
9.87 in — lame 22 mm	RM-LSTR-ORTHO-1-2	\$89

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les écarteurs de tissus mous latéraux sont des instruments chirurgicaux orthopédiques indispensables, conçus spécifiquement pour assurer un déplacement sûr et antidérapant des tissus mous périarticulaires, des capsules et des ligaments collatéraux latéraux lors d'une arthroplastie totale du genou. Dotés d'une tige à courbure anatomique, ces écarteurs permettent aux équipes chirurgicales de protéger les structures neurovasculaires et les bandes ligamentaires latérales des scies à os oscillantes pendant la résection tibiale et fémorale.

Conçue pour s'adapter aux différentes anatomies des patients et aux exigences de profondeur, cette gamme d'écarteurs de tissus mous latéraux est proposée en deux longueurs totales : 9.75 inches (24.76 cm, \$84) et 9.87 inches (25.07 cm, \$89). Fabriquées à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les extrémités de travail présentent des largeurs de lame courbe au choix de 20 mm et 22 mm. Les configurations de pointes incluent des combinaisons émoussées (Blunt) et acérées (Sharp) adaptées à un engagement précis des tissus sans glissement sur les cortex osseux. Le manche robuste offre aux assistants opératoires une contre-traction manuelle stable.

Forgés avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique ces écarteurs de tissus mous latéraux pour résister à des charges mécaniques lourdes et à des cycles d'autoclave hospitaliers répétés, offrant aux centres de reconstruction du genou et de traumatologie orthopédique du monde entier une durabilité clinique inébranlable, une résistance à la corrosion et une fiabilité chirurgicale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest