



RETRACTOR MAKER

کتیب منتج

Phantom AL Anterior Lumbar Surgical Access System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Phantom AL Anterior Lumbar Surgical Access System

SKU RM-PAL-1

\$3,999 USD

قائمة المكونات

الكمية	المكون	الأبعاد / الوصف
4	شفرة 60 × 25 mm	شفرة إبعاد للعمق الضحل
4	شفرة 80 × 25 mm	شفرة إبعاد للعمق المتوسط الضحل
4	شفرة 100 × 25 mm	شفرة إبعاد للعمق المتوسط
4	شفرة 120 × 25 mm	شفرة إبعاد للعمق القياسي
4	شفرة 140 × 25 mm	شفرة إبعاد للعمق الممتد
4	شفرة 160 × 25 mm	شفرة إبعاد للممرات الجراحية العميقة
4	شفرة 180 × 25 mm	شفرة إبعاد للممرات الجراحية شديدة العمق
4	شفرة 200 × 25 mm	شفرة إبعاد بأقصى مدى
1	حلقة المبعاد	إطار دائري مركزي بقطر 300 mm للمبعاد
2	قضيب تمديد	يستخدم لتمديد أو ضبط وضعية إطار المبعاد
6	ملقط الحلقة	يثبت الحوامل والمكونات على حلقة المبعاد
6	حامل شفرة محوري	يوفر تثبيتاً قابلاً للضبط للشفرة على الحلقة
1	مفتاح سداسي (Hex Wrench)	مفتاح يدوي 225 mm لضبط وتجميع الإطار
2	ذراع مع حامل حلقة	يدعم ويربط حلقة المبعاد بمثبتات الطاولة

وصف المنتج

صنعت هذه الأدوات بدقة من فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304/316 من الدرجة الممتازة (غير مغناطيسي) وسبائك الألومنيوم عالية الشد مع طلاء حريري مضاد للانعكاس. تورد شركة Retractor Maker نظام Phantom AL Anterior Lumbar Surgical Access System كاملاً غير معقم وقابل للتعقيم بالأوتوكلاف بالكامل داخل حاوية تعقيم ألومنيوم متينة مع دعائم تنظيم مخصصة.



شكرا لكم

نتطلع لمناقشة متطلباتكم من المعدات الجراحية.

تواصل مع Retractor Maker

البريد الإلكتروني

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

المواقع الإلكترونية

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

العنوان

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

تابعنا



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest