



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Gonzalez Gluteal L-Tipi Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Gonzalez Gluteal L-Tipi Ekartör

SKU RM-GGLR-1

\$39 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGLR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGLR-1-2	\$44

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Gonzalez Gluteal L-Tipi Ekartör, özellikle gluteal augmentasyon ve kontur düzeltme prosedürleri sırasında rijit, dik açılı doku retraksiyonu ve cep maruziyeti sağlamak üzere tasarlanmış temel bir estetik plastik cerrahi enstrümanıdır. L-şekilli mimarisiyle tasarlanan bu ekartör, cerrahların yoğun kas ve fasya planları üzerinde doğrudan dik karşı-çekiş uygulamasına olanak tanıyarak implant yerleşimi için esnemeyen bir operatif koridor oluşturur.

Değişken cerrahi derinlikler için tasarlanan bu Gonzalez Gluteal L-Tipi Ekartör modeli, sabit 20 mm bıçak genişliğini korurken iki fonksiyonel uzunluk seçeneği sunar: Standart erişim için 18.1 cm (18 cm olarak listelenmiştir, \$39) ve derin kas diseksiyonu için uzatılmış 20 cm (\$44) profil. Parlatılmış, dik açılı bıçak, doku yırtılmalarına veya kenar nekrozuna neden olmadan gluteus maximus kasının altına sıkıca tutunur. Ergonomik sap, cerrahi asistanların uzun süreli estetik diseksiyonlar boyunca sabit manuel kaldıraç gücünü korumasını sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Gonzalez Gluteal L-Tipi Ekartör enstrümanını tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir. Bu ürün, dünya çapındaki plastik ve rekonstrüktif cerrahi kliniklerine olağanüstü korozyon direnci, yapısal rijitlik ve tam klinik güvenilirlik sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest