



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Система ретракторов Omni Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Система ретракторов Omni Retractor System

SKU RM-OR-1

\$2,499 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Стойка Omni Clamp для стерильной зоны	Усиленный зажим для рельса стола и стойка
1	Стандартная рама Wishbone	Разъемная вилочкообразная несущая рама
1	Шарнирный удлинитель	19" (48.3 cm) для увеличения радиуса действия и гибкости
8	Держатели зеркал SnapClamp	Быстросъемные зажимы, скользящие по раме
2	Поворотные ретракторы Mayo	2¾" × 2" (7.0 × 5.1 cm)
1	Поворотный ретрактор Mayo	3½" × 2" (8.9 × 5.1 cm)
1	Поворотный реечный ретрактор Fence	Широкое зеркало для мышечной стенки 4" × 6" (10.2 × 15.2 cm)
1	Висцеральный поворотный ретрактор Splanchnic	Глубокое зеркало для органов 2" × 4½" (5.1 × 11.4 cm)
1	Висцеральный поворотный ретрактор Splanchnic	Глубокое зеркало для органов 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
2	Поворотные ретракторы для почечных вен	Узкие сосудистые зеркала 1" × 6" (2.5 × 15.2 cm)
1	Поворотный ретрактор Deaver	Изогнутое зеркало 2¾" × 4½" (7.0 × 11.4 cm)

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Пластичный щелевидный ретрактор	Гибкая пластина 2" × 6½" (5.1 × 16.5 cm)
1	Пластичный щелевидный ретрактор	Гибкая пластина 3" × 6½" (7.6 × 16.5 cm)
1	Поворотный ретрактор Harrington (Sweetheart)	Сердцевидное зеркало 2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Кейс для хранения	Деревянный футляр с ложементами

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Omni Retractor System — это передовая самодержащаяся система ретракции с креплением к операционному столу, разработанная для обеспечения настраиваемого низкопрофильного доступа при сложных открытых вмешательствах. Основанная на адаптивной разъемной раме Wishbone, усиленном зажиме для стойки, 19-дюймовом шарнирном удлинителе и восьми быстросъемных держателях SnapClamp, эта система обеспечивает надежную многонаправленную тракцию, не занимая лишнего пространства в стерильной зоне.

Система Omni Retractor System, созданная для прецизионной работы в сосудистой хирургии, трансплантологии, урологии и абдоминальной хирургии, включает широкий набор специализированных поворотных зеркал: Mayo, речные, висцеральные (Splanchnic), узкие для почечных вен, Deaver, Harrington (Sweetheart) и пластичные щелевидные ретракторы. Каждый компонент изготовлен из немагнитной хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием. Весь комплект поставляется в фирменном деревянном кейсе для безопасной транспортировки и организованного хранения.

Произведенная на нашем специализированном предприятии, система Omni Retractor System поставляется компанией Retractor Maker напрямую в больницы, хирургические центры и дистрибьюторам по всему миру, обеспечивая полную прослеживаемость материалов и прямую заводскую поддержку.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest