



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Lobster Anterior Lomber Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Lobster Anterior Lomber Ekartör

SKU RM-LALR-1

\$3,999 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
6	Lobster Ekartör Klempi	—
1	Dikey Postlu ve Çerçeve Kuplörülü Lobster Masa Klempi	—
1	Lobster Çerçeve	—
2	Lobster Mayo Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	2 ³ / ₄ " x 2"
1	Lobster Mayo Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	3 ¹ / ₂ " x 2"
1	Lobster Deaver Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	2 ³ / ₄ " x 4 ¹ / ₂ "
1	Lobster Harrington Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	2" x 5"
1	Lobster Malleable Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	2" x 6 ¹ / ₂ "

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Lobster Malleable Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	3" x 6½"
1	Lobster Fence Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	4" x 6"
2	Lobster Renal Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	1" x 4"
2	Lobster Renal Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	1" x 6"
2	Lobster Renal Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	1" x 8"
1	Lobster Splanchnic Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	1½" x 6"
1	Lobster Splanchnic Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	2" x 4½"
1	Lobster Splanchnic Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	2" x 6"
1	Lobster Splanchnic Döner Ekartör, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)	2" x 8"
1	Sterilizasyon Kutusu	—

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Lobster Anterior Lomber Ekartör, anterior yaklaşımlı omurga cerrahisinin zorlu maruziyet ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış, ağır hizmet tipi masaya monte bir ekartör sistemidir. Sağlam bir post ve çerçeve kuplörü aracılığıyla doğrudan ameliyat masası aksesuar rayına monte edilen bu rijit platform, asistan yorgunluğunu ortadan kaldırırken retroperitoneal alanda sabit ve güvenilir çok düzlemli ekarte etme sağlar.

Disk mesafesi hazırlığı sırasında kritik vasküler yapıları korumak üzere tasarlanan Lobster Anterior Lomber Ekartör sistemi, rijit bir Lobster yapısal çerçevesi ve altı adet hızlı kilitlenen ekartör klempini içerir. Set; dar Renal bıçaklar (8" derinliğe kadar), geniş Splanchnic visseral ekartörler, koruyucu Fence bıçaklar, Deaver, Harrington, Mayo ve hastaya özel lordoz ile anatomiye sorunsuz uyum sağlayan bükülebilir Malleable döner bıçaklardan oluşan 16 parçalık kapsamlı bir döner bıçak setiyle birlikte sunulur.

Yansıma önleyici saten kaplamalı, biyouyumlu ve manyetik olmayan cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker, Lobster Anterior Lomber Ekartör sistemini ağır hizmet tipi bir sterilizasyon kutusu içinde tam set olarak sunar. Bu, hastaneler ve spinal merkezler için kompleks lomber rekonstrüksiyonlarda tam otoklavlanabilir, yüksek hassasiyetli bir çözüm sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest