



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Love Uvula Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Love Uvula Retractor

SKU RM-LUR-17-1

\$59 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
18 mm Blattbreite	RM-LUR-17-1-1	\$59
20 mm breites Blatt	RM-LUR-17-1-2	\$64

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Love Uvula Retractor ist ein spezialisierter chirurgischer HNO-Retractor, der gezielt für die sichere, atraumatische Anhebung und Retraktion des Zäpfchens (Uvula) und des weichen Gaumens während Adenotomien und Eingriffen am posterioren Pharynx entwickelt wurde. Das anatomisch gebogene distale Blatt umgreift sanft den freien Rand des weichen Gaumens und exponiert das Nasopharynx-Gewölbe präzise, ohne Schleimhautkontusionen oder Einrisse zu verursachen.

Für optimale intraorale Manövrierbarkeit konzipiert, verfügt dieser Love Uvula Retractor über eine Gesamtlänge von 17 cm, die eine komfortable manuelle Reichweite ermöglicht und die Hände der Assistenz außerhalb der Mundhöhle hält. Das aus hochwertigem deutschem Chirurgenstahl handgefertigte Instrument ist in zwei Arbeitsbreiten erhältlich: ein 18 mm breites Blatt (\$59) für pädiatrische Patienten und schmale Gaumenbögen sowie ein 20 mm breites Blatt (\$64) für die optimale Uvula-Retraktion in der adulten Anatomie. Der flache, ergonomische Griff gewährleistet eine stabile, ermüdungsfreie Hebelwirkung.

Retractor Maker fertigt den Love Uvula Retractor mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, das wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Er zeichnet sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit aus – ideal für HNO-Abteilungen, Kliniken für plastische Chirurgie und Operationssäle weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest