



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autoestático Gosset

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Autoestático Gosset

SKU RM-GSR-SET-1

\$349 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Estrutura de Trilho Deslizante Autoestática	Chassi base disponível com hastes mecânicas retas ou curvas
2 (1 Par)	Lâminas Laterais de Fio Fixas	Lâminas não traumáticas em estilo alça de 63 mm x 35 mm
1	Lâmina Central Sólida Destacável	Espátula de retração tecidual levemente curva de 60 mm x 65 mm (na configuração de 3 lâminas)
1	Engrenagem de Trava de Parafuso Deslizante Dupla	Sistema de parafuso de travamento manual de múltiplos pontos para ancorar o posicionamento do trilho
2	Hastes de Extensão de Pinça Ergonômicas	Trilhos de manuseio leves contornados com bordas externas completamente lisas
1	Caixa / Armazenamento Protetor	Embalagem de trânsito padrão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autoestático Gosset é um afastador cirúrgico abdominal aclamado internacionalmente, projetado especificamente para fornecer separação confiável e mãos-livres das margens da ferida e deslocamento visceral durante laparotomias e procedimentos pélvicos. Projetado com um chassi de barra deslizante ajustável e lâminas laterais de fio em estilo alça não traumáticas, este instrumento mantém contra-tração constante através da parede abdominal sem causar contusões isquêmicas focais no tecido.

Construído conforme especificações clínicas, este conjunto completo do Afastador Autoestático Gosset (\$349) apresenta uma estrutura de trilho deslizante autoestática disponível com hastes mecânicas retas ou curvas, emparelhadas com hastes de extensão de pinça ergonômicas contornadas com bordas externas lisas. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o inventário pode ser configurado em dois caminhos distintos: um Sistema Completo de 3 Lâminas apresentando uma lâmina central sólida de 60 mm x 65 mm emparelhada com lâminas laterais de fio de 63 mm x 35 mm que se expandem até uma abertura máxima de 160 mm, ou um Sistema Estreito de 2 Lâminas apresentando lâminas laterais de fio de 63 mm x 35 mm que se expandem até uma abertura máxima de 140 mm. A engrenagem de trava de parafuso deslizante dupla fixa a posição instantaneamente.

Forjado com um acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Autoestático Gosset para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a salas de cirurgia geral, centros obstétricos e clínicas de laparotomia de emergência em todo o mundo estabilidade mecânica excepcional, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest