



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Omni Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Omni Retractor System

SKU RM-OR-1

\$2,499 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Omni Clamp Stativsäule	Hochbelastbare OP-Tisch-Schienenklammer und Säule
1	Standard Wishbone Rahmen	Gabelartiger struktureller Ringrahmen
1	Gelenkarm	19" (48.3 cm) für erweiterte Reichweite und Flexibilität
8	SnapClamp Valvenhalter	Schnellverschluss-Rahmenklammern zum Aufschieben
2	Mayo Schwenkvalven	2¾" × 2" (7.0 × 5.1 cm)
1	Mayo Schwenkvalve	3½" × 2" (8.9 × 5.1 cm)
1	Fence Schwenkvalve	4" × 6" (10.2 × 15.2 cm) breite Muskelwandvalve
1	Splanchnic Schwenkvalve	2" × 4½" (5.1 × 11.4 cm) tiefe Viszeralvalve
1	Splanchnic Schwenkvalve	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm) tiefe Viszeralvalve
2	Nierenvenen-Schwenkvalven	1" × 6" (2.5 × 15.2 cm) schmale Gefäßvalven
1	Deaver Schwenkvalve	2¾" × 4½" (7.0 × 11.4 cm) gebogene Valve
1	Biegsame geschlitzte Schwenkvalve	2" × 6½" (5.1 × 16.5 cm) biegsamer Streifen
1	Biegsame geschlitzte Schwenkvalve	3" × 6½" (7.6 × 16.5 cm) biegsamer Streifen
1	Harrington (Sweetheart) Schwenkvalve	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm) herzförmige Valve

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Aufbewahrungskiste	Holzkoffer mit individuellen Polstereinsätzen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Omni Retractor System ist ein fortschrittlicher, am OP-Tisch montierter, selbsthaltender Retraktor, der für eine anpassbare, flache operative Exposition bei komplexen offenen chirurgischen Eingriffen konzipiert wurde. Basierend auf einem adaptiven Wishbone-Rahmen, einer hochbelastbaren Stativsäule, einem 19-Zoll-Gelenkarm und acht SnapClamp-Schnellverschluss-Valvenhaltern bietet dieses System eine zuverlässige multidirektionale Traktion, ohne wertvollen Platz im sterilen Feld zu beanspruchen.

Das Omni Retractor System wurde für Präzision in der Gefäßchirurgie, Transplantationsmedizin, Allgemeinchirurgie, Urologie und bei tiefen Beckeneingriffen entwickelt. Es verfügt über ein umfangreiches Sortiment an speziellen Schwenkvalven – darunter Mayo, Fence, Splanchnic, schmale Nierenvenenvalven, Deaver, Harrington (Sweetheart) und biegsame geschlitzte Retraktoren. Jede Komponente ist aus nichtmagnetischem, chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit blendfreiem Satin-Finish gefertigt. Das gesamte Set ist in einer maßgefertigten Holzkiste für den sicheren Transport und die organisierte Lagerung untergebracht.

Hergestellt in unserer eigenen Produktionsstätte, liefert Retractor Maker das Omni Retractor System direkt an Krankenhäuser, Chirurgiezentren und medizinische Fachhändler weltweit, unterstützt durch vollständige Materialrückverfolgbarkeit und direkten Werks-Support.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest