



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Miller Rake Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Miller Rake Retractor

SKU RM-MRR-514-1

\$39 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	鈍チッププロファイル	寸法/詳細: 全長5 1/4"、幅15 mm、9本の鈍爪・主な臨床的役割: 穿刺のリスクなしに安全な皮膚弁の挙上を実現・価格 (USD): \$39.00
1	鋭チッププロファイル	寸法/詳細: 全長5 1/4"、幅15 mm、9本の鋭爪・主な臨床的役割: 緻密な真皮や線維性筋膜に対する確実で滑りにくい把持・価格 (USD): \$39.00
1	保護スリーブ/箱	寸法/詳細: 標準輸送用パッケージ・主な臨床的役割: —・価格 (USD): 込み

製品詳細

Miller Rake Retractorは、広範囲で滑りのない皮膚弁の挙上および皮下組織の露出を目的として特別に設計された、皮膚科および形成外科向けの特殊な手持ち式リトラクターです。幅広の9本爪レイクヘッドを採用したこの器具により、術者は局所的な皮膚の裂傷や縁の虚血を引き起こすことなく、皮膚面および皮下層に対して均一な手動の対抗牽引を行うことができます。

手技の操作性を最適化するための標準構成で構築されたこのMiller Rake Retractorは、全長5 1/4 inches (13.3 cm)、作業端幅15.0 mm (\$39) を特徴としています。最高品質の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製作されており、2種類のチッププロファイルからカスタマイズ可能な高密度な9本爪レイアウトを組み込んでいます。組織損傷を最小限に抑える安全な操作のための「鈍（Blunt）」チップ、または緻密な線維層において非常に確実で強固な組織把持を可能にする「鋭（Sharp）」チップから選択いただけます。人間工学に基づいたフラットハンドルは、助手による疲労の少ないコントロールを保証します。

反射防止のサテンマット仕上げで鍛造されたRetractor Maker製のMiller Rake Retractorは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の美容外科、形成外科、再建外科センターに優れた耐久性、耐食性、および完全なオートクレーブへの信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest