



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Lateral Yumuşak Doku Ekartörleri

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Lateral Yumuşak Doku Ekartörleri

SKU RM-LSTR-ORTHO-1

\$84 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
9.75 in — 20 mm uç	RM-LSTR-ORTHO-1-1	\$84
9.87 in — 22 mm uç	RM-LSTR-ORTHO-1-2	\$89

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Lateral Yumuşak Doku Ekartörleri, total diz artroplastisi sırasında periartiküler yumuşak dokuların, kapsüllerin ve lateral kollateral ligamentlerin güvenli ve kaymaz bir şekilde yer değiştirmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez ortopedik cerrahi aletlerdir. Anatomik olarak kavisli gövde yapısı ile tasarlanan bu ekartörler, cerrahi ekiplerin tibial ve femoral rezeksiyon sırasında nörovasküler yapıları ve lateral ligament bantlarını osilasyonlu kemik testerelerinden korumasına olanak tanır.

Farklı hasta anatomilerine ve derinlik gereksinimlerine uyum sağlamak üzere üretilen bu Lateral Yumuşak Doku Ekartörleri serisi, iki farklı toplam uzunlukta sunulmaktadır: 9.75 inç (24.76 cm, \$84) ve 9.87 inç (25.07 cm, \$89). Birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma uçları, 20 mm ve 22 mm genişlikte seçilebilir kavisli ağız yapılarına sahiptir. Diş profili konfigürasyonları, kemik korteksinden kaymadan hassas doku tutuşu için özelleştirilmiş Künt ve Keskin diş kombinasyonlarını içerir. Ağır hizmet tipi sap, cerrahi asistanlara sabit manuel karşı traksiyon sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker üretimi Lateral Yumuşak Doku Ekartörleri, ağır mekanik yüklere ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; dünya çapındaki diz rekonstrüksiyonu ve ortopedik travma merkezlerine sarsılmaz klinik dayanıklılık, korozyon direnci ve cerrahi güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest