



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Tebbetts Spatula Brust-Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tebbetts Spatula Brust-W undhaken

SKU RM-TSBR-125-1

\$89 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
25 mm breit × 185 mm lang — 12 ½" (31.5 cm) — Standard-Präparation der subpektoralen Tasche und inframammärer Zugang bei Erwachsenen	RM-TSBR-125-1-1	\$89
38 mm breit × 190 mm lang — 12 ½" (31.5 cm) — Breite Pektoralismuskel-Verdrängung und große rekonstruktive Taschen	RM-TSBR-125-1-2	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Tebbetts Spatula Brust-Wundhaken ist ein unverzichtbares Instrument für die ästhetische und rekonstruktive plastische Chirurgie, das speziell für die breite und schonende Gewebeanhebung bei Brustvergrößerungen und Mammoplastiken entwickelt wurde. Das verlängerte, halb biegbare Spatelblatt ermöglicht es Chirurgen, die Blattkrümmung intraoperativ an die natürlichen Konvexitäten der Thoraxwand und des Rippenbogens anzupassen, ohne punktuellen ischämischen Druck auf das Brustparenchym auszuüben.

Diese Konfiguration des Tebbetts Spatula Brust-Wundhaken ist für häufige Autoklavierzyklen ausgelegt, bietet eine exzellente Korrosionsbeständigkeit und weist eine Gesamtlänge von 12 ½ inches (31.5 cm) auf. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), umfasst das Blattdesign ein einendiges 1 × 6-Zoll halb biegbares Spatelblatt, das in zwei Breitenprofilen erhältlich ist: eine 25 mm breite × 185 mm lange Ausführung (\$89) für standardmäßige inframammäre Zugänge und eine breitere 38 mm breite × 190 mm lange Ausführung (\$99) für die großflächige muskuläre Elevation. Der ergonomische Flachgriff gewährleistet eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung für die Operationsassistenten.

Retractor Maker fertigt den Tebbetts Spatula Brust-Wundhaken mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, um wiederholten Sterilisationszyklen standzuhalten. Er bietet chirurgischen Abteilungen für Kosmetik, Plastik und Onkologie weltweit außergewöhnliche Duktilität, strukturelle Zuverlässigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest