



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Meyerding Finger-Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Meyerding Finger-Wundhaken

SKU RM-MFR-178-1

\$39 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	3-zinkig, scharf	Abmessungen (Länge × Breite): 9.5 mm × 3.9 mm breit · Primäre klinische Rolle: Rutschfester Halt im Dermisgewebe und Elevation kleiner Hautlappen · Preis (USD): \$39.00
1	Gezahntes Profil	Abmessungen (Länge × Breite): 3.1 mm × 6.3 mm breit · Primäre klinische Rolle: Gezielte Sehnenscheidenexposition und Halten fibröser Ränder · Preis (USD): \$39.00
1	Gezahntes Profil	Abmessungen (Länge × Breite): 4.7 mm × 15.8 mm breit · Primäre klinische Rolle: Intermediäre Faszienretraktion und Sehnenrekonstruktion · Preis (USD): \$39.00
1	Stumpfes Profil	Abmessungen (Länge × Breite): 3.1 mm × 9.5 mm breit · Primäre klinische Rolle: Atraumatische neurovaskuläre Retraktion und digitale Exposition · Preis (USD): \$39.00
1	Stumpfes Profil	Abmessungen (Länge × Breite): 6.3 mm × 17.4 mm breit · Primäre klinische Rolle: Breite Weichteilelevation und Exposition der Handbänder · Preis (USD): \$39.00
1	Schutzhülle / Box	Abmessungen (Länge × Breite): Standard-Transportverpackung · Primäre klinische Rolle: — · Preis (USD): Inbegriffen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Meyerding Finger-Wundhaken ist ein spezialisiertes chirurgisches Handinstrument, das gezielt für die schonende, rutschfeste Elevation von Hautlappen und die Weichteilretraktion bei handchirurgischen, plastischen und kleineren allgemein-chirurgischen Eingriffen konzipiert wurde. Durch den ergonomischen Schaft, der verschiedene Arbeitsenden verbindet, ermöglicht dieses Instrument dem OP-Team eine saubere Mobilisierung von Hauträndern und Sehnenscheiden, ohne lokale Druckkontusionen zu verursachen.

Basierend auf einer hochadaptiven Auswahlmatrix bietet dieser Meyerding Finger-Wundhaken eine Gesamtlänge von 17.8 cm (\$39). Das aus hochwertigem deutschem OP-Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument bietet wählbare Schaftprofile (kurz, lang oder gebogen) und Modellbezeichnungen über die Stile #1, #2, #3, #4, #5 und #6. Die Optionen für den Blattpfropf umfassen: 3-zinkig, scharf (9.5 × 3.9 mm breit), gezahnte Profile (3.1 × 6.3 mm und 4.7 × 15.8 mm) sowie stumpfe Profile (3.1 × 9.5 mm und 6.3 × 17.4 mm). Sein ergonomischer Griff gewährleistet eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung für die Operationsassistenten.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Meyerding Finger-Wundhaken so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige klinische Haltbarkeit für handchirurgische Kliniken und plastische Operationssäle weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest